



Verzorging Flex of Partiele Prothese:

- Reinig u prothese dagelijks. Spoel hem onder stromend water even af. U kunt ook een zachte tandenborstel gebruiken.
- Dompel u plaatje af en toe in een badje met prothese reiningsmiddel voor ongeveer 30 min.
Als u uw prothese niet draagt , bewaar deze dan in een glas water of andere vloeibaar oplossing speciaal voor protheses.
- Gebruik geen tandpasta om u prothese te reinigen, deze bevat schuurdeeltjes die er voor kan zorgen dat het plaatje beschadigd raakt.
- Behandel u prothese met enige voorzichtigheid , het is breekbaar.
- Er kunnen drukplekken (pijnlijke plekken op het tandvlees) ontstaan. Mocht dit het geval zijn kunt u ons bellen voor een afspraak. Hier kunnen wij u vanaf helpen.

